

Lattato, colesterolo, trigliceridi, glucosio

Accutrend Plus



Accutrend Plus

Analizzatore tascabile per lattato, colesterolo, trigliceridi, glucosio

Caratteristiche

- Intervallo di temperatura per la misurazione: Colesterolo e trigliceridi 18-30 °C
Glucosio 18-32 °C
Lattato 15-35 °C
- Umidità relativa: 10-85 %
- Range di misura: Glicemia: 20-600 mg/dL (1,1-33,3 mmol/L)
Colesterolo: 150-300 mg/dL (2,88-7,76 mmol/L)
Trigliceridi: 70-600 mg/dL (0,80-6,86 mmol/dL)
Lattato: 0,8-21,7 mmol/dL (ematico)
0,70-26 mmol/dL (plasmatico)
- Memoria: 100 valori misurati, con o senza indicazione di data ora ed ulteriori informazioni per parametro di misurazione
- Interfaccia: Interfaccia ad infrarossi, LED/IRED Classe 1
- Alimentazione: 4 batterie alcaline al manganese da 1,5 V AAA
- Numero di misurazioni: Più di 1.000 misurazioni (con le batterie nuove)
- Classe di protezione: III
- Dimensioni: 154 x 81 x 30 mm
- Peso: circa 140 g



Via G. Di Vittorio, 31 Cassano d'Adda (MI)
Tel: 0363-360656/361895 Fax: 0363-64527
E-mail: info-it@scilvet.com Website: www.scilvet.com

