

Ecografo Portatile

LOGIQ[®] Book



Caratteristiche

- Architettura TruScan e **gestione dei dati grezzi**
- Beamformer digitale
- Software e Hardware aggiornabili
- 30 GB di memoria
- **Ultraleggero (4,5 Kg)**
- Tastiera ergonomica "one hand operations"
- B-Mode, M-Mode con possibilità di usare fino ad 8 fuochi contemporaneamente
- **Anatomical M-Mode**
- CFM - Colour Flow Mode direzionale
- PWD - Pulsed Wave Doppler
- PDI - Power Doppler Imaging direzionale
- Angle Steer - Angle Correct
- Real time Doppler Calculation
- **Auto optimization / Virtual Convex**
- Pacchetto di calcoli completo
- Archiviazione nei formati: DICOM, RAW DICOM, JPEG, AVI
- Due batterie a lunga durata, Stand By Mode
- Database per Archivio Pazienti
- Software per la refertazione
- Stampante - Masterizzatore CD - RW
- Uscita video standard
- Porte USB
- **Trasduttori elettronici ad alta densità di cristalli, a banda larga e multifrequenza**, lineari, convex, microconvex, settoriali - phased array, endocavitari
- Riconoscimento automatico dei trasduttori



Funzioni integrabili

- 3D
- DICOM
- WLAN - Wireless Printing
- Kit ECG
- Kit per Biopsia

