

poch-100iV Diff

Ergebnisprotokoll zur Qualitätskontrolle



scil animal care company GmbH
Dina-Weissmann-Allee 6
68519 Viernheim

Material: **EIGHTCHECK-3WP Normal**

Lot Nr.: **1113 0822**

Verfallsdatum: **31.07.2021**

Konventionelle Einheiten

Parameter	Konv. Einheiten	Zielwert	Erlaubter Bereich	Messergebnis
WBC	[10 ³ /μL]	7,1	6,5 – 7,7	
RBC	[10 ⁶ /μL]	4,59	4,36 – 4,82	
HGB	[g/dL]	13,1	12,4 – 13,8	
HCT	[%]	39,2	36,1 – 42,3	
MCV	[fL]	85,4	80,3 – 90,5	
MCH	[pg]	28,5	26,8 – 30,2	
MCHC	[g/dL]	33,4	31,1 – 35,7	
PLT	[10 ³ /μL]	226	192 – 260	
LYM	%	33,3	29,0 – 37,6	
OTHR	%	9,7	5,8 – 13,6	
EOS	%	57,0	51,3 – 62,7	
LYM#	[10 ³ /μL]	2,4	1,9 – 2,9	
OTHR#	[10 ³ /μL]	0,7	0,3 – 1,1	
EOS#	[10 ³ /μL]	4,0	3,4 – 4,6	

Ort, Datum

durchgeführt von

Bei Messergebnissen außerhalb des vorgegebenen Zielbereichs steht Ihnen unser technischer Service unter der Telefonnummer 06204/7890-221 bzw. der Faxnummer 06204/7890- 206 gerne zur Verfügung.

pocH-100iV Diff

Ergebnisprotokoll zur Qualitätskontrolle



scil animal care company GmbH
Dina-Weissmann-Allee 6
68519 Viernheim

Material: **EIGHTCHECK-3WP Normal**

Lot Nr.: **1113 0822**

Verfallsdatum: **31.07.2021**

SI- Einheiten

Parameter	SI Einheiten	Zielwert	Erlaubter Bereich	Messergebnis
WBC	[10 ⁹ /L]	7,1	6,5 – 7,7	
RBC	[10 ¹² /L]	4,59	4,36 – 4,82	
HGB	[g/L]	131	124 – 138	
HCT	[L/L]	0,392	0,361 – 0,423	
MCV	[fL]	85,4	80,3 – 90,5	
MCH	[pg]	28,5	26,8 – 30,2	
MCHC	[g/LC]	334	311 – 357	
PLT	[10 ⁹ /μL]	226	192 – 260	
LYM	%	33,3	29,0 – 37,6	
OTHR	%	9,7	5,8 – 13,6	
EOS	%	57,0	51,3 – 62,7	
LYM#	[10 ⁹ /L]	2,4	1,9 – 2,9	
OTHR#	[10 ⁹ /L]	0,7	0,3 – 1,1	
EOS#	[10 ⁹ /L]	4,0	3,4 – 4,6	

Ort, Datum

durchgeführt von

Bei Messergebnissen außerhalb des vorgegebenen Zielbereichs steht Ihnen unser technischer Service unter der Telefonnummer 06204/7890-221 bzw. der Faxnummer 06204/7890- 206 gerne zur Verfügung.