

# **poch-100iV Diff**

## **Ergebnisprotokoll zur Qualitätskontrolle**



scil animal care company GmbH  
Dina-Weissmann-Allee 6  
68519 Viernheim

Material: **EIGHTCHECK-3WP Normal**

Lot Nr.: **4111 0822**

Verfallsdatum: **27.07.2024**

### **Konventionelle Einheiten**

<b>Parameter</b>	<b>Konv. Einheiten</b>	<b>Zielwert</b>	<b>Erlaubter Bereich</b>	<b>Messergebnis</b>
WBC	[10 <sup>3</sup> /μL]	7,0	6,4 – 7,6	
RBC	[10 <sup>6</sup> /μL]	4,55	4,32 – 4,78	
HGB	[g/dL]	12,0	11,4 – 12,6	
HCT	[%]	36,3	33,4 – 39,2	
MCV	[fL]	79,8	75,0 – 84,6	
MCH	[pg]	26,4	24,8 – 28,0	
MCHC	[g/dL]	33,1	30,8 – 35,4	
PLT	[10 <sup>3</sup> /μL]	217	184 – 250	
LYM	%	31,8	27,7 – 35,9	
OTHR	%	11,5	6,9 – 16,1	
EOS	%	56,7	51,0 – 62,4	
LYM#	[10 <sup>3</sup> /μL]	2,2	1,8 – 2,6	
OTHR#	[10 <sup>3</sup> /μL]	0,8	0,4 – 1,2	
EOS#	[10 <sup>3</sup> /μL]	4,0	3,4 – 4,6	

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
durchgeführt von

Bei Messergebnissen außerhalb des vorgegebenen Zielbereichs steht Ihnen unser technischer Service unter der Telefonnummer 06204/7890-221 bzw. der Faxnummer 06204/7890- 206 gerne zur Verfügung.

# **poch-100iV Diff**

## **Ergebnisprotokoll zur Qualitätskontrolle**



scil animal care company GmbH  
Dina-Weissmann-Allee 6  
68519 Viernheim

Material: **EIGHTCHECK-3WP Normal**

Lot Nr.: **4111 0822**

Verfallsdatum: **27.07.2024**

### **SI- Einheiten**

<b>Parameter</b>	<b>SI Einheiten</b>	<b>Zielwert</b>	<b>Erlaubter Bereich</b>	<b>Messergebnis</b>
WBC	[10 <sup>9</sup> /L]	7,0	6,4 – 7,6	
RBC	[10 <sup>12</sup> /L]	4,45	4,23 – 4,67	
HGB	[g/L]	120	114 – 126	
HCT	[L/L]	0,363	0,334 – 0,392	
MCV	[fL]	79,8	75,0 – 84,6	
MCH	[pg]	26,4	24,8 – 28,0	
MCHC	[g/LC]	331	308 – 354	
PLT	[10 <sup>9</sup> /μL]	217	184 – 250	
LYM	%	31,8	27,7 – 35,9	
OTHR	%	11,5	6,9 – 16,1	
EOS	%	56,7	51,0 – 62,4	
LYM#	[10 <sup>9</sup> /L]	2,2	1,8 – 2,6	
OTHR#	[10 <sup>9</sup> /L]	0,8	0,4 – 1,2	
EOS#	[10 <sup>9</sup> /L]	4,0	3,4 – 4,6	

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
durchgeführt von

Bei Messergebnissen außerhalb des vorgegebenen Zielbereichs steht Ihnen unser technischer Service unter der Telefonnummer 06204/7890-221 bzw. der Faxnummer 06204/7890- 206 gerne zur Verfügung.