

BIO-RAD Lyphocheck Immunoassay Plus Control

For the control of cTSH, cPROG and cCOR (Fuji DRI-CHEM Immuno AU 10V)

FOR VETERINARY USE ONLY!

Antech

Smarter Diagnostics. Better Care.™



Artikelnummer 105382
Lot 40472
Verfall 31.01.2028
Handling: Mit 5 ml destilliertem Wasser auflösen und für 30 min bei Raumtemperatur inkubieren

Gerät	Parameter	Konv.			SI		
		Zielwert	Zielbereich	Einheit	Zielwert	Zielbereich	Einheit
Fuji Immuno AU10	cTSH	2.37	1.90 – 2.84	ng/ml	2.37	1.90 – 2.84	ng/ml
Fuji Immuno AU10	cPROG	24.65	19.74 – 29.62	ng/ml	78.4	62.8 – 94.2	nmol/L
Fuji Immuno AU10	cCOR	15.4	12.3 – 18.5	µg/dl	425	339 – 510	nmol/L