

BIO-RAD Lyphocheck Immunoassay Plus Control

For the control of T4 (Fuji DRI-CHEM Immuno AU 10V)
FOR VETERINARY USE ONLY!

Antech

Smarter Diagnostics. Better Care.™



Artikelnummer 105379
Lot 40471
Verfall 31.01.2028
Handling: Mit 5 ml destilliertem Wasser auflösen und für 30 min bei Raumtemperatur inkubieren

Gerät	Parameter	Konv.			SI		
		Zielwert	Zielbereich	Einheit	Zielwert	Zielbereich	Einheit
Fuji Immuno AU10	T4 (Level 1)	3,78	3,03 – 4,54	µg/dL	48,6	39,0 – 58,4	nmol/L